

PURPOSE-PROPÓSITO:

For use during the postpartum period to help maintain or restore normal uterine environment.
Para uso durante el periodo posparto para ayudar a mantener o restaurar el entorno uterino.

STORAGE & HANDLING-ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Store in a cool, dry place protected from light. Keep out of reach of children. Discard unused dilution after 14 days. Use as directed.

Almacenar en un lugar fresco y seco protegido de la luz directa del sol. Si no utiliza todo el producto diluido en 14 días, deséchelo. Siga las instrucciones de uso.

Manufactured for: CLSolutions™ LLC
7031 North 16th St., Omaha, NE 68112
(402) 502-3928 | www.clsag.com

LOT NO. AND EXP. ON BOTTOM OF CONTAINER

NÚMERO DE LOTE Y EXPIRACIÓN EN LA BASE DEL RECIPIENTE

CLS-UW-ECL-A-1



Regency® Uterine Wash

Lavado Uterino **CONCENTRADO** **CONCENTRATE**

“Reproductive Care for Dairy and Beef Cattle”
“Cuidado del Sistema Reproductivo para Ganado Bovino”



NET CONTENTS
CONTENIDO NETO
4 fl. oz. (118 mL)



- Contains no antibiotics
- Made with all GRAS listed ingredients
- No contiene antibiótico
- Hecho con todos los ingredientes "GRAS"

CLSolutions™ LLC warrants that the product contained herein meets the guarantees set forth on this label. There are no other warranties expressed or implied.

CLSolutions™ LLC garantiza que el contenido del producto cumple con lo estipulado en esta etiqueta. No hay otras garantías expresadas o insinuadas.

**NEVER USE IN CONCENTRATED FORM
FOR ANIMAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
DO NOT STORE IN DIRECT SUNLIGHT
AVOID EXCESSIVE HEAT**

**NUNCA UTILIZE EN FORMA CONCENTRADA
SOLO UTILIZE EN ANIMALES
MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
NO ALMACENAR BAJO LOS RAYOS DEL SOL
EVITE CALOR EXCESIVO**

INGREDIENTS-INGREDIENTES: Polysorbate, Essential Oils, Water, Natural Colorant.

Directions for Use - Instrucciones de Uso



Regency® Uterine Wash

Lavado Uterino **CONCENTRADO** **CONCENTRATE**

USAGE - USO: SHAKE WELL BEFORE USE. 60 mL/head diluted mix administered intrauterine. If necessary, an additional 60 mL can be administered after the first 24 hours. It is not advisable to exceed two (Regular Mixing Rate) doses.

Agite bien antes de su uso. Administre 60 mL de mezcla diluida vía intrauterina. Si es necesario, puede aplicar 60 mL adicionales después de 24 horas. No es recomendable que exceda más de dos (Proporción de Mezcla Regular) dosis.

DIRECTIONS FOR DILUTION - INSTRUCCIONES PARA DILUIR: **SHAKE CONCENTRATE WELL BEFORE DILUTION.** Use only distilled or sterile water. Dilute Regency® Uterine Wash Concentrate using the table provided. Discard unused dilution after 14 days.

AGITE BIEN EL CONTENIDO. Utilice sólo agua estéril o destilada. Diluya el concentrado Regency® Uterine Wash Concentrate utilizando la tabla incluida abajo. Si no utiliza todo el producto diluido en 14 días, deséchelo.

DILUTE BEFORE USE - DILUIR ANTES DE UTILIZAR
NEVER USE IN CONCENTRATED FORM - NUNCA UTILIZE EN FORMA CONCENTRADA

Regular Mixing Rate - Proporción de Mezcla Regular:

CONCENTRATE	ADD TO	MAKES
2 mL	58 mL H ₂ O	1 admin. - dosis (60 mL)
118 mL	3422 mL H ₂ O	59 admin. - dosis (3540 mL)

Proporción de Mezcla Regular: Añadir 2 ml de concentrado a 58 ml de agua estéril o destilada para crear 1 dosis.

Maintenance Mixing Rate - Proporción de Mezcla para Mantenimiento:

CONCENTRATE	ADD TO	MAKES
1 mL	59 mL H ₂ O	1 admin. - dosis (60 mL)
118 mL	6962 mL H ₂ O	118 admin. - dosis (7080 mL)

Proporción de Mezcla para Mantenimiento: Añadir 1ml de concentrado a 59 ml de agua estéril o destilada para crear 1 dosis.

Note - Atención : Container makes (58) regular administrations or (118) maintenance administrations. - Contenedor crea (58) dosis regulares o (118) dosis de mantenimiento.